

## Hémisphères de Magdebourg

Informations indicatives de conatex.be du 22.11.2024/DE1

Référence: 1023528



vers la page produit

166,98 € TTC

Expérience historique de détection de la pression atmosphérique

Les hémisphères de Magdebourg ont permis à Otto Von Guericke de démontrer, en 1654, les effets de la pression atmosphérique.

Deux hémisphères en plastique avec surfaces de contact polies. Le vide se fait, soit en positionnant les hémisphères sur la platine à vide, soit en les plaçant sous une cloche à vide. Un clapet anti-retour permet de conserver le vide, mais également de libérer les deux hémisphères, selon sa position. Avec 2 poignées. Force de séparation 750 N.

Dimensions:

Sphère Ø 100 mm

**CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique**

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00017 · APE 4791B

**SIEGE EN FRANCE :**

14, Rue de la Cité · 57200 Sarreguemines

Tél +33 (0)3 68 78 13 56

Fax +33 (0)3 68 78 13 57

info@conatex.fr · www.conatex.fr

**DISTRIBUTION IN BELGIUM:**

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels

Phone+32 (0)2 881 04 56

Fax +32 (0)2 588 06 27

info@conatex.be · www.conatex.be