



## Système vestibulaire

Informations indicatives de conatex.be du 19.04.2025/DE1 Référence: 1044220





vers la page produit

602,58 € TTC

Niveau: lycée/collège

Ce modèle permet d'illustrer l'effet de l'endolymphe sur les cellules ciliées, en tournant un tube de verre rempli de liquide. Une lamelle verticale en caoutchouc se plie dans le sens inverse de la rotation. La représentation du phénomène du "tournis" est également possible.

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00017 · APE 4791B

14, Rue de la Cité · 57200 Sarreguemines Tél +33 (0)3 68 78 13 56 Fax +33 (0)3 68 78 13 57 info@conatex.fr · www.conatex.fr

## **DISTRIBUTION IN BELGIUM:**

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels Phone+32 (0)2 881 04 56 Fax +32 (0)2 588 06 27 info@conatex.be · www.conatex.be

