

MT03317 Betrachtungskit für DIDACAM®
MT03323 Betrachtungskit für Flexcam

I. Beschreibung

Für eine direkte Projektion von Mikropräparaten (Abb. 2), Dias (Abb. 1) und verschiedenen Organismen in Küvetten (Abb. 3)

Zusammenstellung:

- ein Clip mit Diahalter (Abb. 1) zur Befestigung am Kopf der Videokamera, dient gleichzeitig zur Halterung der Küvetten.
- 2 Küvetten mit Deckel aus transparentem Kunststoff 45 x 24 x 53 mm
- 3 wasserdichte Küvetten aus transparentem Kunststoff ohne Deckel 10 x 10 x 40 mm.




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

II. Inbetriebnahme

Der Clip wird am Kopf der Kamera befestigt (siehe Abbildung).

Der Projektionsabstand kann entlang der gesamten Länge des Stabes gewählt werden.