


## Restriktionsschnittstellen

[BLD\_1093064.DOC]



### Materialien (im Kit enthalten)

- DNS-Proben
- 150 µl DNS / EcoRI
- 150 µl DNS / HindIII
- 150 µl DNS / EcoRI / HindII
- 125ml TBE Puffer, 10x
- 400ml Melt and Cast Agarose, 0,8%
- 100ml DNS-Färbelösung, 10x
- 1 Färbeschale

Auch wenn die DNS-Proben bei Raumtemperatur stabil sind, ist es immer sicherer sie bis zum Gebrauch einzufrieren.

### Materialien (nicht im Kit enthalten)

- Handschuhe
- Laborkittel
- Schutzbrille
- 10 µl Mikropipetten
- Pipettenspitzen
- Gelelektrophoresestation mit Netzwerk